

Maulkorb richtig ausmessen

Vier Maße für den Maulkorb-Finder - bitte alle Werte ohne Zugaben eintragen.

1. Schnauzenlänge messen




Miss entlang des Nasenrückens vom späteren Sitz des Nasenpolsters bis zur Nasenspitze. Der Startpunkt liegt eine Fingerbreite unterhalb der Augen.

Ohne Zugabe messen. Das Maßband liegt gerade am Nasenrücken. **Den nötigen Abstand zur Korbspitze berücksichtigt der Finder.**

Mein Messergebnis: _____ cm

2. Schnauzenumfang messen




Lege ein flexibles Maßband an der breitesten Stelle der Schnauze locker, aber anliegend rundherum.

Ohne Hechelzugabe messen. Nicht einschnüren und nicht zu locker halten. Die Reserve wird über den Korb-Innenumfang beurteilt und wird vom Finder berücksichtigt.

Mein Messergebnis: _____ cm

Maulkorb richtig ausmessen

Vier Maße für den Maulkorb-Finder - bitte alle Werte ohne Zugaben eintragen.




3. Schnauzenbreite messen

Miss die Schnauze gerade von einer Seite zur anderen - etwa eine Fingerbreite unterhalb der Augen.

Ohne Zugabe messen. Nicht an der Nasenspitze messen.

Mein Messergebnis: _____ cm



4. Verschlussriemen messen

Miss von einem seitlichen Befestigungspunkt über das Genick zum gegenüberliegenden Punkt. Die Messlinie endet direkt hinter den Ohren.

Ohne Zugabe messen. Gib im Finder zusätzlich an, ob du einen Kehlrriemen möchtest.

Mein Messergebnis: _____ cm